

Το **VULCOSAN PHMB** είναι ένα αποστειρωμένο, υγρό επίθεμα, έτοιμο για χρήση και εμποτισμένο με **PHMB\* Antimicrobial Complex**. Το διάλυμα χρησιμεύει για την απολύμανση και την προφύλαξη από μολύνσεις με μικροοργανισμούς, ενώ προλαμβάνει και προστατεύει από παθογόνα βακτήρια και μύκητες σε οξεία και χρόνια τραύματα. Ο ιδιαίτερα δραστικός συνδυασμός των συστατικών στοιχείων του **VULCOSAN PHMB** διαλύει το biofilm, καθαρίζει το τραύμα και δημιουργεί ένα ιδανικό περιβάλλον στην επιφάνεια του τραύματος για τον σχηματισμό του κοκκιδώδους ιστού.

(\*Polyhexamethylene biguanide)

#### **Ενδείξεις/ Πεδία εφαρμογής:**

##### **Οξεία και χρόνια τραύματα με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης**

- Μετεγχειρητικά τραύματα
- Επιφανειακά και βαθιά τραύματα
- Εγκαύματα μέχρι 2ου βαθμού
- Ulcus Cruris (έλκος κάτω άκρου)
- Σύνδρομο διαβητικού ποδιού
- Έλκη από κατάκλιση μέχρι 3ου βαθμού

#### **Αντενδείξεις / Προειδοποιήσεις:**

*Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνον σε δερματικά τραύματα και βλάβες των βλεννογόνων.*

- Να μην χρησιμοποιείται εάν υπάρχει υπερευαισθησία σε ένα από τα συστατικά του προϊόντος.
- Να μην χρησιμοποιείται σε εκτεθειμένο περίοστεο ή χονδρικό ιστό.
- Για βρέφη και εγκύους: χρήση μόνο μετά από ιατρική συμβουλή.

#### **Εφαρμογή:**

1. Εξετάστε προσεκτικά το τραύμα και καθαρίστε την πάσχουσα περιοχή κατά την τυπική διαδικασία.
2. Ανοίξτε τον αλουμινένιο φακελίσκο στο ενδεικτικό σημάδι και αφαιρέστε το **VULCOSAN PHMB**. Το αποστειρωμένο επίθεμα μπορεί να κοπεί στο μέγεθος του τραύματος.
3. Τοποθετήστε το **VULCOSAN PHMB** στο τραύμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απο τις δύο πλευρές. Εξασφαλίστε την καλύτερη δυνατή επαφή με τον πυθμένα του τραύματος.
4. Το **VULCOSAN PHMB** δεν είναι αυτοκόλλητο και θα πρέπει να στερεωθεί κατάλληλα.
5. Αλλάξτε το επίθεμα όταν χρειαστεί, να μην υπερβαίνετε όμως το διάστημα των 3 ημερών.  
Συστήνεται η καθημερινή αλλαγή.

#### **Υποδείξεις:**

Το περιεχόμενο του φακελίσκου είναι αποστειρωμένο όσο η συσκευασία του είναι άθικτη. Προορίζεται για μία χρήση. 'Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα έως...' - βλέπε τη σφραγίδα στη συσκευασία. Να φυλάσσεται σε ξηρό χώρο, σε θερμοκρασία δωματίου.

Σε ξηρά τραύματα συστήνεται η προσθήκη ενυδατικής γέλης στην πίσω πλευρά του κύριου επιθέματος **VULCOSAN PHMB**. Βεβαιωθείτε ότι το επίθεμα PHMB είναι σε άμεση επαφή με το τραύμα και όχι το στρώμα της ενυδατικής γέλης.

**Συσκευασία:**

Περιέχονται 10 επιθέματα των 10cm x 10cm.

**Τοπικός Αντιπρόσωπος:  
Stilvi Pharmaceuticals SA**

Αλεξιοπούλεως 5-7

16 452 Αργυρούπολη

Αττική

Τηλ: 210 9902924

Fax: 210 990 2743

Mail: [info@stilvipharma.gr](mailto:info@stilvipharma.gr)